

# 医用 机械臂

机械臂是一种灵活的传递系统，适用于对保持模式质量要求很高的场合。它的元件经过精心加工，具备极为出色的惯性、摩擦和旋转功能组合，可实现精密的手工动作。为了适应医院的环境，采用不锈钢滚珠轴承和连接器以及全铝阳极电镀管和关节组件。



## 特点

- OXID 是全球领先的机械臂制造商
- 所有镜片均可拆卸和更换，无需重新校正
- 机械臂出厂前均经过校正，无需调整
- 所有臂姿的近场（定点）精度一般在 0.5 毫米以内，远场（有角度）精度在 0.5 毫弧度以内
- 安装范围大，并可提供光束传递附件

## 规格

臂径长 ..... 0.5-2 米

标准颜色 ..... 黑色，自然阳极电镀色

注：如有要求，可提供特制涂层

光圈 ..... 12毫米，15毫米，19毫米

可用镜头 ..... CO<sub>2</sub>, Nd:YAG, Dbl:YAG, Er:YAG, Ho:YAG, Ruby, Alexandrite, Excimer

注：可索取其它镜头



**OXID 公司**  
25275 Regency Drive  
Novi, Michigan 48375  
电话: (248) 474-9817  
传真: (248) 919-1231

**欧洲**  
Groenestaakstraat 59  
B-9030 Mariakerke, Belgium  
电话: +32 (0)92 18 70 70  
传真: +32 (0)92 18 70 79

**互联网**  
网址: [www.oxid.com](http://www.oxid.com)  
电子邮件:  
[info@oxid.com](mailto:info@oxid.com)