

# 外科显微镜 显微操作仪

OXID 公司的显微操作仪价格超低，对于微激光手术具有良好的性能。它的光学变焦聚焦能力经过优化，能在整个聚焦范围内形成一致的光斑尺寸。变焦圈易于旋转，可以用单手迅速对焦或散焦。

这种显微操作仪适用于手术室中的大多数显微镜和诊所中使用的多种阴道镜。我们会在订购时确定所需的显微镜转接器。要使用其它品牌的显微镜，只需更换转接环。大多数常见的二氧化碳激光器都可以直接与显微操作仪相连，并备有用于其它品牌的转接器。

## 特点

- 支架可以拆卸
- 可为大多数二氧化碳激光器提供耦合器
- 可方便地从一台显微镜连接到另一台显微镜，无需工具



## 规格

规格 .....	15/16 英寸 - 12 螺距
对焦/散焦范围 .....	250-400 毫米
手柄角度 .....	30°
输入光束 .....	直径可达 12 毫米
允许的瞄准光束 .....	633-670 纳米 (红色)
焦距测量 .....	数字圆盘
弯镜 .....	固体铝
可用转接器 .....	蔡司 (Zeiss®)、奥林巴斯 (Olympus®)、莱卡 (Leica®)、AO® (请致电咨询)



**OXID 公司**  
25275 Regency Drive  
Novi, Michigan 48375  
电话: (248) 474-9817  
传真: (248) 919-1231

**欧洲**  
Groenestaakstraat 59  
B-9030 Mariakerke, Belgium  
电话: +32 (0)92 18 70 70  
传真: +32 (0)92 18 70 79

**互联网**  
网址: [www.oxid.com](http://www.oxid.com)  
电子邮件:  
[info@oxid.com](mailto:info@oxid.com)